

Sanyo xacti E60¹ - Grundeinstellungen intraorale Aufnahmen²

Kamera einschalten

Menue-Taste drücken.

Mit SET-Stick nach unten auf „Photo-Setting“ gehen, Ansicht springt auf Menue Seite 1 oder Seite 2

Stick führt

- **rauf** und **runter** in die Untermenues,
- **rechts** von Einstellung zu Einstellung, die mit Drücken des SET-Sticks übernommen wird
- **links** von Menue Seite 1 auf Menue Seite 2 bzw. umgekehrt
- Wenn der Stick auf der orangefarbenen 1 oder 2 steht, kann in die blaue „Option“ gesprungen werden (Schraubenschlüssel-Symbol)

Einstellung Menue Seite 1

- Berührungssensor aus
- Auflösung 6M-H (2816 x 2112)
- Fokus Supermakro (Tulpe)
- Blitz zwangszugeschaltet
- Selbstauslöser aus
- Modus 1 Bild aufnehmen

Einstellung Menue Seite 2

- Fokurmethode Spotfokus
- Belichtung Multi
- ISO 50
- Weissabgleich „bewölkt“ (kleine Wolke)
- Belichtung +/- Null

Menue-Taste 2 x drücken führt zum Aufnahmemodus

Stromversorgung bzw. Akku laden

Siehe Seiten 18/19/20 der Gebrauchsanleitung

Abb. 3 :
Das Tastenfeld auf der Rückseite der E60



Abb. 1: Abgeklebter Blitz bei der E60 (unten E6)



Abb. 2: Einstellungen für intraorale Aufnahmen auf dem Bildschirm bei der E60 (oben rechts die Zahl der noch möglichen Aufnahmen)

¹ Dank an Michael Logies, der als erster erkannt hat, dass sich diese „Billigkamera“ für intraorale Aufnahmen eignet und der diese Grundeinstellungen ausgetüftelt hat und an Peter Paul Zehner [PPZ], der dieses publiziert hat..

² Stand: 2008-08-06

Sanyo xacti E60 - Kurzanleitung für intraorale Aufnahmen³

Blitz mit zwei Lagen handelsüblicher Ettiketten abkleben ! (s. Abb. 1)

Zum Ein- bzw. Ausschalten: ON / OFF Knopf auf Oberseite drücken, Objektivabdeckung öffnet sich („Klack“), der Bildschirm wird aktiviert.

Bildausschnitt festlegen: Zoom-Taste T / W auf Rückseite kurz drücken. Im Bildschirm erscheint ein Querbalken mit der Bezeichnung „W“ (Weitwinkel) und „T“ (Tele). Drücken der Zoom-Taste bei „T“ oder „W“ bewegt den Bildausschnitt. Zoom Taste so lange betätigen, bis die orangefarbene Marke ungefähr auf 1/3 W oder max. in der Mitte des Balkens steht.

Mehr Einstellungen braucht es nicht, da die Grundeinstellungen bis auf die Zoomeinstellung auch nach dem Ausschalten der Kamera fest gespeichert bleiben.

Aufnahme: Ziel anpeilen und den Auslöseknopf auf der Oberseite leicht (!) niederdrücken. Die Kamera beginnt mit der Scharfstellung des Objekts. Wenn das Objekt scharf gestellt ist, erscheint oben links statt eines roten ein grüner Punkt. Auslöser ganz durchdrücken, die Kamera löst aus, Blitz feuert. Tipp: Eher etwas weiter weg gehen, damit Blitz nicht zu hell ist, dann entsprechenden Bildausschnitt (s. u.) festlegen.

Betrachten der Aufnahme:

- entweder den Auslöser nach der Aufnahme in gedrückter Position festhalten. Die Aufnahme bleibt so lange „eingefroren“, so lange der Auslöser gedrückt wird. Nach dem Loslassen geht die Kamera in den Aufnahmemodus zurück
- oder zum Betrachten die grüne Pfeil-Taste drücken und die Aufnahme erscheint: **Betrachtungsmodus**.

Will man den Betrachtungsmodus beenden, drückt man erneut die grüne Pfeil-Taste.

Betrachten früherer Aufnahmen:

Zum Betrachten die grüne Pfeil-Taste drücken, die zuletzt gemachte Aufnahme erscheint. Mit der Bewegung des SET-Sticks kann man nach links bzw. rechts durch die Aufnahmen „Blättern“. Bewegt man im Betrachtungsmodus den Stick nach oben, gelangt man in das Löschen-Menü. Hinterlegt ist das Wort „Beenden“. Bewegt man den Stick nochmals nach oben, wird das Wort „Ja“ hinterlegt. Ein Druck auf den Stick führt die farbig hinterlegt Aktion durch und löscht die Aufnahme. Die nächste Aufnahme erscheint. Will man beenden so drückt man - sofern das Wort „Beenden“ farbig hinterlegt ist auf den Stick und löst die Aktion „Beenden“ aus.

Bildausschnitte festlegen und speichern:

Zum Betrachten die grüne Pfeil-Taste drücken, die zuletzt gemachte Aufnahme erscheint. Mit der Zoom-Taste T kann das Bild stufenweise (siehe Prozentangabe oben rechts) vergrößert werden, mit der Zoom-Taste W kann die Vergrößerung stufenweise zurück genommen werden. Mit dem SET-Stick kann die Aufnahme nach oben oder unten bzw. links oder rechts verschoben werden. So bald der passende Bildausschnitt festgelegt ist drückt man den Auslöser durch. Die Anzeige „Verarbeiten“ erscheint, der Bildausschnitt ist als neues Bild gespeichert, das alte Bild bleibt erhalten.

Bilderübersicht:

Zum Betrachten die grüne Pfeil-Taste drücken, die zuletzt gemachte Aufnahme erscheint. Auf der Zoom-Taste T / W auf „W“ drücken. Eine Bildübersicht mit 9 Aufnahmen (3 x 3) erscheint. Erneutes drücken auf „W“ zeigt eine Übersicht mit 36 Aufnahmen (6 x 6). Drücken von „T“ führt um einen Schritt zurück. In den Übersichten hat eine der Aufnahmen einen orangefarbenen Rahmen. Dieser Rahmen lässt sich mit dem SET-Stick in vier Richtungen bewegen. Drücken des SET-Sticks holt das umrahmte Bild auf den Bildschirm.

Automatische Abschaltung:

Wenn die Kamera im Aufnahmemodus für 1 Minute nicht benutzt wird, schliesst sich die Objektivabdeckung und die Kamera geht in den „Schlummer-Modus“, auf der Kamerarückseite blinkt eine kleine rote Leuchte. Beim Wiedergabemodus geschieht dies nach 5 Minuten.

³ Stand: 2008-08-06